

PRODOTTI 2026



KETTENBACH DENTAL



Per noi, l'eccellenza consiste nel soddisfare le aspettative dei nostri clienti

Il nostro è un obiettivo straordinario perché sviluppiamo soluzioni eccezionali. È questa la certezza che orienta il nostro cammino da decenni. Sappiamo che: solo coerenza, qualità e uno spirito innovativo ci consentono di soddisfare le crescenti esigenze in ambito odontoiatrico e le aspettative dei nostri clienti.

L'elemento coesivo di tutte le divisioni aziendali è dato dalla forte motivazione allo sviluppo di prodotti eccellenti per i nostri clienti.

Prodotti che contribuiscono a rendere più confortevole la vita dei pazienti.

ESISTE NULLA **DI PIÙ INTELLIGENTE?**



Tre mondi, una missione: prodotti intelligenti per il vostro successo

I ricercatori e gli sviluppatori di Kettenbach Dental non si daranno per vinti fino a quando i nostri prodotti non soddisferanno i vostri standard sotto tutti gli aspetti.


È questa la motivazione che ci guida da oltre 80 anni. Il nostro campo di azione si concentra su tre aree principali di competenza:

PROFILASSI

RESTAURO

IMPRONTE

Con la nostra vasta gamma di prodotti innovativi intelligenti desideriamo semplificare il vostro lavoro di tutti i giorni. **Prodotti semplicemente intelligenti!**



Seguiteci sui social media



PROFI- LASSI

Ulteriori informazioni



PROFILASSI

Assistenza **VISIBILE**. Protezione **INVISIBILE**.

Scoprite di più sulla vernice che vi conquisterà





PROFISIL® FLUORIDE VARNISH

VERNICE AL FLUORO PER PROFILASSI E DESENSIBILIZZAZIONE

Facile da applicare, stupefacente nell'efficacia

Gel delicato per le mucose, dal sapore gradevole

PROFISIL® FLUORIDE VARNISH: LA NUOVA DIMENSIONE DELLA PROFILASSI

Caratteristiche

- Destinato all'uso dopo l'igiene dentale professionale o per la desensibilizzazione
- Gel delicato per le mucose, dal sapore gradevole
- Aderisce immediatamente e saldamente alla superficie del dente per diverse ore grazie all'esclusiva base in gel con dimeticone
- Rilascio di ioni di fluoro nel corso di 24 ore

Vantaggi

- Contiene il 5% di fluoruro di sodio (22.600 ppm)
- Adatto a tutte le fasce d'età e ai bambini con denti da latte
- Non è necessaria la preventiva asciugatura dei denti
- In grado di fornire un'adesione ottimale senza gocce
- Trasparente e incolore, per un'estetica ottimale
- Non forma grumi e non si secca, non diventa colloso né granuloso, facile da distribuire
- Dose singola sufficiente per il trattamento di tutti i denti di entrambe le arcate mascellari

Benefici per il paziente

- Senza alcol: nessun bruciore né sapore amaro
- Sensazione rinfrescante nel cavo orale e denti sensibilmente lisci
- Formula senza colofonia, per prevenire il rischio di reazioni allergiche
- Disponibile nei seguenti gusti

MENTA

FRUTTI DI BOSCO

NEUTRO

Intro pack

2 blister da 0,5 ml, menta
2 blister da 0,5 ml, frutti di bosco
2 blister da 0,5 ml, neutro

REF 14803

Gusto

menta REF 14802
frutti di bosco REF 14804
neutro REF 14806

Normal pack 50 blister da 0,5 ml

Confezione combinata

10 blister da 0,5 ml, menta
10 blister da 0,5 ml, frutti di bosco
10 blister da 0,5 ml, neutro

REF 14801



0%

alcol etilico e
colofonia

“



“I benefici clinici comprendono una significativa riduzione del dolore, un miglioramento della compliance nel trattamento ortodontico ed igiene domiciliare.”

Dr. Eio Boschetti, Italia

”

APPROFONDIMENTI SULLA PROFILASSI



VIDEO SUL
PRODOTTO



RELAZIONI DEGLI
OPERATORI



STUDI

RESTAU- RO

Ulteriori informazioni



RESTAURO

Dal **PROVVISORIO** al **PERMANENTE**: forza senza compromessi.

Gamma di prodotti completa per il restauro professionale





VISALYS®

Versatilità, estetica e resistenza: famiglia di prodotti **VISALYS®**

Per la fotopolimerizzazione o la polimerizzazione duale, i restauri provvisori o permanenti, le ricostruzioni di monconi, le cementazioni o l'uso di compositi riempitivi, **VISALYS®** offre la soluzione ideale.



Vantaggi

- Famiglia di prodotti con materiali da restauro per tutte le applicazioni
- Materiale appropriato per ogni otturazione o moncone
- Per risultati estetici e pazienti soddisfatti
- Sistemi di restauro completi: dai provvisori ai restauri definitivi
- Manipolazione e colori armonizzati in tutta la gamma per risultati estetici sempre soddisfacenti
- Composizione chimica dei polimeri ottimizzata per garantire forza di adesione, retrazione ridotta e facilità di finitura
- Applicazione rapida di precisione sia nel formato siringa che nel formato cartuccia
- Eccellente facilità di lucidatura e lucentezza naturale con tutta la famiglia di prodotti
- Qualità tecnologica tedesca
- Risultato di ricerca ed evidenza clinica



APPROFONDIMENTI SUI RESTAURI



**SUGGERIMENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROVVISORI**



VIDEO SU VISALYS®



STUDI



VISALYS® TEMP ONE:ONE & VISALYS® TEMP

MATERIALE PER CORONE E PONTI PROVVISORI

VISALYS® TEMP ONE:ONE – UNA NUOVA GENERAZIONE DALLA QUALITÀ COLLAUDATA

Caratteristiche

- Adatto per restauri provvisori duraturi
- Eccezionale resistenza alla frattura e ottima stabilità marginale
- Restauri provvisori completati facili da integrare/riparare anche dopo la polimerizzazione
- Richiede soltanto uno rilascio iniziale, fornisce fino a 62 corone anteriori
- Formazione ridotta di patina dentinale

Vantaggi

- Tempo di lavorazione agevole e tempo di presa intraorale breve
- Estrema facilità di riparazione, estetica eccezionale
- Pratico, economico grazie al sistema di cartucce 1:1 e al puntale di miscelazione intelligente
- Facile da riparare

Colore	Normal pack	Bonus pack
	1 cartuccia da 50 ml (73 g), 15 puntali di miscelazione arancioni	5 cartucce da 50 ml (73 g), 15 puntali di miscelazione arancioni
Bright (B1-A1)	REF 13850	—
Medium (A2-A3)	REF 13851	REF 13856
Natural Bleach	REF 13849	—
Bleach	REF 13853	—



VISALYS® TEMP – COSÌ RESISTENTE

Caratteristiche

- Ideale per restauri provvisori duraturi, restauri provvisori stabili e in assenza di tensioni
- Eccezionale resistenza alla frattura e ottima stabilità marginale
- Il restauro provvisorio finale può essere aggiunto o riparato facilmente anche dopo la polimerizzazione
- Procedure semplici e precise

Vantaggi

- Trasparenza e opalescenza analoghe al dente naturale
- Alta qualità estetica, elevata lucentezza naturale, facilità di lucidatura anche senza paste o lacca
- Senza bisfenolo A, un bonus per la salute e l'ambiente

Colore	Normal pack	Bonus pack
	Cartuccia da 50 ml 1:10, 15 puntali di miscelazione azzurri-arancioni	5 cartucce da 50 ml 1:10, 15 puntali di miscelazione azzurri-arancioni
A1	REF 13780	A2 REF 13794
A2	REF 13781	A3 REF 13795
A3	REF 13782	
	A3.5 REF 13790	
	B1 REF 13784	
	BL REF 13788	



ACCESSORI



SILGINAT® Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14713
Portaimpronta parziale anteriore	30 unità	REF 17752
Portaimpronta parziale posteriore	50 unità	REF 17750
Portaimpronta parziale quadrante	30 unità	REF 17753



Liquido condizionante per la rimozione del fango dentinale

ORTHOSKAVIDENT® C Normal pack	1 flacone da 150 ml	REF 13063
ORTHOSKAVIDENT® C Economy pack	3 flaconi da 150 ml	REF 13065



Applyfix 4 (per 1:1)	REF 17203
Applyfix 6 (per 10:1)	REF 17208



Puntali di miscelazione arancioni, Ø 3,2 mm (per 1:1)	60 unità	REF 17217
Puntali di miscelazione azzurri-arancioni, Ø 3,2 mm (per 10:1)	50 unità	REF 13789



VISALYS® CORE

COMPOSITO A POLIMERIZZAZIONE DUALE PER LA RICOSTRUZIONE DI MONCONI E IL FISSAGGIO DI PERNI RADICOLARI

VISALYS® CORE – RISULTATI STABILI

VISALYS® CORE è un composito a polimerizzazione duale per ricostruzioni difficili e a mano libera di monconi e per la cementazione di perni radicolari. Agenti reticolanti speciali garantiscono un'azione reversibile tra i filler e offrono all'utilizzatore la possibilità di controllare la stabilità della velocità di applicazione: la pressione di applicazione elevata attiva forze di taglio intrinseche e determina una più rapida scorrevolezza del materiale.

L'Active-Connect-Technology (ACT) integrata e brevettata garantisce un'adesione sicura a tutti gli adesivi tradizionali monofase o multifase, fotopolimerizzanti o a polimerizzazione duale.



Caratteristiche

- **Le ricostruzioni dei monconi sono resistenti alla pressione, stabili e formano un monoblocco affidabile comprendente perno radicolare e ricostruzione del moncone**
- Stabilità eccellente (anche senza matrici) e al tempo stesso ottima scorrevolezza
- L'autopolimerizzazione garantisce ricostruzioni affidabili dei monconi anche in siti non accessibili alla luce
- Legame adesivo affidabile per restauri duraturi: senza alcun attivatore aggiuntivo
- Utilizzabile con gli adesivi tradizionali: sia che si tratti di sistemi fotopolimerizzanti o a polimerizzazione duale, monofase o multifase

Vantaggi

- **Lavorazione semplice e sicura: rifinitura simile alla dentina e forza di erogazione ridotta**
- Fotopolimerizzazione per passaggio immediato alla successiva lavorazione
- Senza bisfenolo A, un bonus per la salute e l'ambiente



Colore	Siringa 1:1 Intro pack	Siringa 1:1 Normal pack	Cartuccia 1:1 Normal pack
	Siringa da 9 g (5 ml), 10 puntali di miscelazione grigi, 5 puntali intraorali, 5 puntali endodontici	2 siringhe da 9 g (5 ml), 20 puntali di miscelazione grigi, 10 puntali intraorali, 10 puntali endodontici	Siringa da 45 g (25 ml), 20 puntali di miscelazione gialli, 20 puntali intraorali
White	REF 13866	REF 13860	REF 13870
Dentin	REF 13865	REF 13861	REF 13871

ACCESSORI



Puntali di miscelazione grigi, Ø 2,5 mm	50 unità	REF 17232
Puntali di miscelazione gialli, Ø 4,2 mm, corti	50 unità	REF 17230
Puntali intraorali trasparenti, Ø 1,2 mm	50 unità	REF 17223
Puntali intraorali gialli, Ø 0,6 mm	50 unità	REF 17225
Puntali endodontici trasparenti, Ø 0,9 mm	50 unità	REF 17224



Applyfix 8 | REF 17212



VISALYS® CEMCORE

**MATERIALE ADESIVO A POLIMERIZZAZIONE DUALE
PER LA CEMENTAZIONE**

VISALYS® CEMCORE – MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE

Idoneo alla cementazione permanente: **VISALYS® CEMCORE** è un cemento composito adesivo a polimerizzazione duale idoneo per la cementazione di tutti i restauri indiretti.

Caratteristiche

- Cementazione di tutti i restauri dentali, anche nella regione anteriore di alto livello estetico
- Sicuro e semplice per un'estetica di restauro di alto livello
- Il basso assorbimento dei colori grazie alle proprietà idrofobiche di **VISALYS® CEMCORE** previene discromie nella giunzione del cemento
- La corretta sfumatura cromatica per ogni paziente: 5 colori

Vantaggi

- Adesione salda grazie alla nostra **Active-Connect-Technology (ACT)**
- Utilizzabile con tutte le tecniche di mordenzatura
- Non è necessaria la miscelazione dei componenti
- I primer associati non devono essere fotopolimerizzati: nessun bloccaggio dovuto a strati di primer troppo spessi, polimerizzazione affidabile anche in siti non accessibili alla luce
- Tutti i componenti sono privi di bisfenolo A
- Idoneo anche per la ricostruzione dei monconi: Semplice e sicuro anche in situazioni difficili.




Colore	Confezione starter Siringa automiscelante da 4,5 g (2,5 ml), tooth primer da 2 ml, restorative primer da 2 ml + accessori	Normal pack Siringa automiscelante da 9 g (5 ml) + accessori
Universal (A2/A3)	REF 13570	REF 13572
Opaque	–	REF 13573
Traslucido	–	REF 13574
Bleach	–	REF 13575
Dark (A4)	–	REF 13576
Visalys® Tooth Primer Flacone da 4 ml	Visalys® Restorative Primer Flacone da 4 ml	
REF 13580	REF 13581	

ACCESSORI



Puntali di miscelazione azzurri, Ø 2,5 mm, appuntiti	50 unità	REF 17236
Puntali di miscelazione azzurri, Ø 2,5 mm, smussati	50 unità	REF 17238
Puntali intraorali trasparenti, Ø 1,2 mm	50 unità	REF 17223
Puntali endodontici trasparenti, Ø 0,9 mm	50 unità	REF 17224



VISALYS® FILL

COMPOSITO RIEMPITIVO NANO-IBRIDO UNIVERSALE

VISALYS® FILL – SEMPLIFICA LA SCELTA DEL COLORE

Con risultati estetici simili al dente naturale, questo composito riempitivo nano-ibrido universale fotopolimerizzabile dispone di un Flex Shade System.

Caratteristiche

- **Flex Shade System: l'effetto mimetico consente un adattamento armonico del materiale da otturazione nella cavità**
- Alto contenuto di riempitivo inorganico (87%) per otturazioni stabili e durature (Classi I-VI)

Vantaggi

- **Riduce il rischio di gap marginali e di carie secondarie**
- Per risultati estetici duraturi grazie al ridotto assorbimento di acqua: 12,3 µg/mm³. Previene le discromie delle otturazioni
- Eccezionali proprietà meccaniche, alto contenuto di riempitivo: 87% ed eccellente resistenza alla flessione
- Contenuto di riempitivo inorganico molto alto. Per una buona stabilità e un'eccellente compatibilità grazie all'alta biocompatibilità
- Per restauri duraturi grazie alla ridotta retrazione: 2,2 vol. % (metodo: Archimede). Per l'ancoraggio dell'otturazione nella cavità del dente



Colore	1 siringa da 4 g	15 caps da 0,25 g
A1	REF 1500299	REF 1501299
A2	REF 1500399	REF 1501399
A3	REF 1500499	REF 1501499
A3.5	REF 1500599	REF 1501599

Colore	1 siringa da 4 g	15 caps da 0,25 g
A4	REF 1500699	REF 1501699
Opaque	REF 1500799	REF 1501799
Bleach	REF 1500899	REF 1501899

ACCESSORI



Liquido condizionante per la pulizia e l'asciugatura delle cavità preparate:

ORTHOSKAVIDENT® C Normal pack


1 flacone da 150 ml

REF 13063

ORTHOSKAVIDENT® C Economy pack

3 flaconi da 150 ml

REF 13065



VISALYS® FLOW

COMPOSITO RIEMPITIVO NANO-IBRIDO UNIVERSALE

VISALYS® FLOW – SEMPLIFICA LA SCELTA DEL COLORE

Composito riempitivo nano-ibrido universale fotopolimerizzabile con contenuto di riempitivo inorganico elevato (80%).

Caratteristiche

- Ideale come liner, grazie all'eccellente scorrevolezza, all'effetto autolivellante e alla ridotta retrazione
- Risultati estetici simili al dente naturale
- Flex Shade System: l'effetto mimetico consente un adattamento armonico del materiale da otturazione nella cavità

Vantaggi

- Per risultati estetici duraturi grazie al ridotto assorbimento di acqua: 15,3 µg/mm³.
Previene le discromie delle otturazioni
- Eccezionali proprietà meccaniche ed eccellente resistenza alla flessione
- Buona stabilità ed elevata biocompatibilità
- Per restauri duraturi grazie alla ridotta retrazione: 6,3 vol. % (metodo: Archimede).
Per l'ancoraggio dell'otturazione nella cavità del dente
- Riduce il rischio di gap marginali e di carie secondarie



Colore	1 siringa da 1,8 g, 5 puntali di applicazione
A1	REF 1503099
A2	REF 1503199
A3	REF 1503299
A3.5	REF 1503399

Colore	1 siringa da 1,8 g, 5 puntali di applicazione
A4	REF 1503499
Opaque	REF 1503599
Bleach	REF 1503699

ACCESSORI



Puntali di applicazione per VISALYS® Flow

100 unità

REF 1505099



Liquido condizionante per la pulizia e l'asciugatura delle cavità preparate:

ORTHOSKAVIDENT® C Normal pack


1 flacone da 150 ml

REF 13063

ORTHOSKAVIDENT® C Economy pack

3 flaconi da 150 ml

REF 13065



VISALYS® BULK FLOW

COMPOSITO FLUIDO ONE-SHADE BULK

VISALYS® BULK FLOW – ESTETICA SORPRENDENTE

Composito riempitivo nano-ibrido fluido fotopolimerizzabile per l'otturazione di cavità. Combina efficienza, stabilità ed estetica.

Caratteristiche

- Efficienza in pochi passi: Ottime proprietà fisiche, riempie cavità fino a 4 mm. Non è necessaria la copertura aggiuntiva
- Estetica convincente grazie alla fluorescenza naturale e a One Shade System: Effetto mimetico con un solo elemento universale. Elevata capacità coprente con uno spessore dello strato di 3 mm
- Nessuna sbavatura grazie al design intelligente della siringa. Otturazioni precise senza spreco di materiale

Vantaggi

- Stabilità con elevata flessibilità: consistenza tissotropica
- Si comporta come un fluido, ma è stabile e modellabile come un riempitivo
- Eccellente adattamento alle pareti della cavità
- Lavorazione efficiente senza incrementi o copertura aggiuntiva

1 siringa da 2 g
5 puntali di applicazione

REF 15064

15 caps da 0,25 g

REF 15066



ONE
SHADE
SYSTEM



“VISALYS® Bulk Flow si distingue per la facilità di manipolazione, la semplicità nella scelta del colore e l'ottima lucentezza”.

Dott. Maximilian Dobbertin M.Sc., Germania



ACCESSORI



Puntali di applicazione da 0,9 mm

50 unità

REF 15022

Puntali di applicazione da 1,2 mm

50 unità

REF 15023



Liquido condizionante per la pulizia e l'asciugatura delle cavità preparate:

ORTHOSKAVIDENT® C Normal pack

1 flacone da 150 ml

REF 13063

ORTHOSKAVIDENT® C Economy pack

3 flaconi da 150 ml

REF 13065

IM- PRONTE

Ulteriori informazioni



IMPRONTE

Materiali collaudati. **PRATICITÀ** e **PRECISIONE**.

Materiali affidabili per impronta,
registrazione oclusale e ribasatura.





PANASIL®

SILICONE A PER IMPRONTA DI PRECISIONE

Precisione, anche in situazioni estreme. Oltre 40 anni di innovazione, qualità ed esperienza in un unico prodotto!

La gamma **PANASIL®** include il prodotto giusto per tutte le tecniche d'impronta e le indicazioni. Grazie alle straordinarie proprietà del prodotto e al coordinamento ottimale delle sue combinazioni, le impronte possono essere prese anche in ambienti umidi con risultati di straordinaria precisione. Questa famiglia di prodotti è disponibile a bassa, media e alta viscosità e anche in un materiale elastico impastabile a base di silicone A.



Idrofilia superiore per prestazioni superiori!

L'idrofilia del silicone A rimane costante per l'intera durata del tempo di lavorazione.

Caratteristiche

- **Vari materiali light body con marcata scorrevolezza e ottima idrofilia**
- Silicone A con massima memoria elastica
- Tempi di lavorazione lunghi, tempi di presa intraorale brevi
- Minori scarti di materiale, set-up più semplice, erogazione precisa
- Rischio di errori ridotto grazie alla polimerizzazione rapida
- Impronta finale estremamente precisa
- Diverse viscosità per tutte le tecniche d'impronta e le indicazioni

Vantaggi

- **Elastomerico, tissotropico, idrofilo e scorrevole sotto pressione**
- Massima affidabilità ed estrema semplicità di manipolazione durante la presa e la rimozione delle impronte
- Polimerizzazione rapida e miscelazione facile per risparmiare tempo in studio
- Facile da manipolare



“



“Un materiale da impronta di alta precisione come PANASIL® è ideale sia per documentare con precisione i nostri restauri finali che per completare il progetto di riabilitazione e, in particolare, per garantire una comunicazione efficiente con il paziente durante la procedura di mock-up [...]”

Dott. Daniele Gensini, Italia

“



PANASIL®

SILICONE A PER IMPRONTA DI PRECISIONE

PANASIL® TRAY SOFT HEAVY / PANASIL® TRAY SOFT HEAVY FAST

Materiale heavy body viscoso e stabile a base di silicone A. Durezza finale ridotta, maggiore facilità di rimozione dal cavo orale e pressione dinamica elevata.
Tempo di lavorazione¹⁾: 2:00 min., / 1:00 min., tempo di presa intraorale: 2:00 min. (entrambi), tempo di presa²⁾: 4:00 min., / 3:00 min.

Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 13541
Fast Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 13561
Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14707



PANASIL® TRAY FAST HEAVY

Materiale heavy body ad alta viscosità e stabile a base di silicone A con durezza finale elevata e tempo di presa intraorale breve. Buona capacità di finitura.
Tempo di lavorazione¹⁾: 1:20 min., tempo di presa intraorale: 2:00 min., fine presa²⁾: 3:20 min.

Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 13551
Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14705



PANASIL® BINETICS PUTTY FAST

Materiale elastico impastabile ad alta viscosità a base di silicone A dotato di elasticità ottimale.
Tempo di lavorazione¹⁾: 1:30 min., tempo di presa intraorale: 2:30 min., fine presa²⁾: 4:00 min.
Refill pack I 2 cartucce da 380 ml I REF 14701



PANASIL® BINETICS PUTTY SOFT

Materiale elastico impastabile a base di silicone A. Durezza finale ridotta, maggiore facilità di rimozione dal cavo orale, alta viscosità.
Tempo di lavorazione¹⁾: 2:00 min., tempo di presa intraorale: 3:00 min., fine presa²⁾: 5:00 min.
Refill pack I 2 cartucce da 380 ml I REF 14703



ACCESSORI



Puntali di miscelazione bianchi, Ø 6,5 mm	50 unità	REF 17234
Puntali di miscelazione bianchi, Ø 6,5 mm	100 unità	REF 17235
Puntali intraorali bianchi, Ø 1,0 mm	100 unità	REF 17260



Applyfix 4 | REF 17203



Adesivo universale	10 ml	REF 14206
--------------------	-------	-----------



Miscelatori dinamici Sympress Dispenser	45 unità	REF 17900
		REF 35910



PANASIL®

SILICONE A PER IMPRONTA DI PRECISIONE

PANASIL® INITIAL CONTACT LIGHT/-FAST

Shore-A 46

Materiale light body a bassa viscosità a base di silicone A. Per condizioni orali complesse. Fluidità ottimale ed elevata idrofilia iniziale. Tempo di lavorazione¹⁾: 1:30 min. / 1:00 min., tempo di presa intraorale: 2:30 min., / 2:00 min., tempo di presa²⁾: 4:00 min., / 3:00 min.

Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione grigi	REF 13411
Bonus pack	10 cartucce da 50 ml, 40 puntali di miscelazione grigi	REF 28310
Fast Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione grigi	REF 13471



PANASIL® INITIAL CONTACT REGULAR

Shore-A 46

Materiale light body a media viscosità a base di silicone A. Per condizioni orali complesse. Fluidità ottimale ed elevata idrofilia iniziale. Tempo di lavorazione¹⁾: 1:30 min., tempo di presa intraorale: 2:30 min., tempo di presa²⁾: 4:00 min.

Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 13431
-------------	--	-----------



PANASIL® INITIAL CONTACT X-LIGHT/-FAST

Shore-A 46


Materiale light body a bassissima viscosità a base di silicone A. Per condizioni orali complesse. Fluidità ottimale ed elevata idrofilia iniziale. Tempo di lavorazione¹⁾: 1:30 min. / 1:00 min., tempo di presa intraorale: 2:30 min. / 2:00 min., fine presa²⁾: 4:00 min., / 3:00 min.

Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione grigi	REF 13401
Bonus pack	10 cartucce da 50 ml, 40 puntali di miscelazione grigi	REF 28300
Fast Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione grigi	REF 13461



ACCESSORI

	Puntali di miscelazione bianchi, Ø 6,5 mm	50 unità	REF 17234
	Puntali di miscelazione bianchi, Ø 6,5 mm	100 unità	REF 17235
	Puntali intraorali bianchi, Ø 1,0 mm	100 unità	REF 17260
	Puntali di miscelazione grigi, Ø 4,2 mm	50 unità	REF 17226
	Puntali di miscelazione grigi, Ø 4,2 mm	100 unità	REF 17240
	Puntali intraorali trasparenti, Ø 0,6 mm	100 unità	REF 17259



Applyfix 4 | REF 17203

¹⁾ a 23 °C / 74 °F ≤ ²⁾ tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione



PANASIL®

SILICONE A PER IMPRONTA DI PRECISIONE

PANASIL® MONOPHASE MEDIUM

Shore-A 60

Materiale per impronta monofase a media viscosità a base di silicone A
Tempo di lavorazione¹⁾: 2:00 min., tempo di presa intraorale: 2:00 min., tempo di presa²⁾: 4:00 min.

Elevata durezza finale, ottima idrofilia ed eccezionale tissotropia.

Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 13501
Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14709



PANASIL® LAB PUTTY

Shore-A 85


Materiale per addizione impastabile, a base di vinilpolisilossano, per uso in laboratorio. Ideale per l'uso come materiale per registrazione oclusale oltre che per altre operazioni odontotecniche, ad esempio produzione di modelli per riparazioni di fratture e crepe. Ritenzione precisa dei denti nella mascherina.
Tempo di lavorazione¹⁾: 1:45 min., fine presa¹⁾: ≥ 6 min.

Economy pack	1 pasta catalizzatrice da 5 kg, 1 pasta base da 5 kg, 2 dosatori	REF 11153
--------------	--	-----------



ACCESSORI

	Puntali di miscelazione bianchi, Ø 6,5 mm	50 unità	REF 17234
	Puntali di miscelazione bianchi, Ø 6,5 mm	100 unità	REF 17235
	Puntali intraorali bianchi, Ø 1,0 mm	100 unità	REF 17260



Applyfix 4 | REF 17203



Universal Adhesive | 10 ml | REF 14206



Miscelatori dinamici
Sympress Dispenser | 45 unità | REF 17900
REF 35910



Applyfix 5 | 2 unità + accessori | REF 17204
Puntali di ricambio | 50 unità | REF 17207



PANASIL®

SILICONE A PER IMPRONTA DI PRECISIONE

PANASIL® PUTTY

Shore-A 66

Materiale elastico impastabile a base di silicone A in una vaschetta

Tempo di lavorazione¹⁾: 2:00 min., tempo di presa intraorale: 2:00 min., fine presa²⁾: 4:00 min.

Pressione dinamica elevata, senza collosità.

Normal pack	1 pasta catalizzatrice da 450 ml, 1 pasta base da 450 ml	REF 11101
Economy pack	4 paste catalizzatrici da 450 ml, 4 paste base da 450 ml	REF 11103



PANASIL® PUTTY FAST

Shore-A 66

Materiale elastico impastabile a base di silicone A in una vaschetta

Tempo di lavorazione¹⁾: 1:30 min., tempo di presa intraorale: 2:00 min., fine presa²⁾: 3:30 min.

Breve tempo di presa intraorale, senza collosità.

Intro pack	1 pasta catalizzatrice da 200 ml, 1 pasta base da 200 ml	REF 11140
Normal pack	1 pasta catalizzatrice da 450 ml, 1 pasta base da 450 ml	REF 11141
Economy pack	4 paste catalizzatrici da 450 ml, 4 paste base da 450 ml	REF 11143



PANASIL® PUTTY SOFT

Shore-A 60

Materiale elastico impastabile a base di silicone A in una vaschetta

Tempo di lavorazione¹⁾: 2:00 min., tempo di presa intraorale: 2:00 min., fine presa²⁾: 4:00 min.

Durezza finale ridotta, maggiore facilità di rimozione dal cavo orale, senza collosità.

Intro pack	1 pasta catalizzatrice da 200 ml, 1 pasta base da 200 ml	REF 11120
Normal pack	1 pasta catalizzatrice da 450 ml, 1 pasta base da 450 ml	REF 11121
Economy pack	4 paste catalizzatrici da 450 ml, 4 paste base da 450 ml	REF 11123



ACCESSORI



Universal Adhesive | 10 ml | REF 14206



IDENTIUM®

VINYLSILOXANETHER® PER IMPRONTE DI PRECISIONE

Comodità e precisione grazie a una combinazione intelligente di materiali.

Il meglio di due mondi – **IDENTIUM®** combina i vantaggi di due materiali da impronta convalidati (polietere e silicone VPS/A) che operano in perfetta sintonia. Questa combinazione unica di materiali, disponibile come heavy, medium e light body nelle varianti normale e fast, è ideale per la tecnica d'impronta a doppia miscelazione o monofase.



Precisione in ogni impronta

Un materiale facile da rimuovere dal cavo orale del paziente, con ottime proprietà elastomeriche che garantiscono un buon rapporto dopo la deformazione. Il rischio di estrazioni involontarie di denti appartiene ormai al passato. Non solo: grazie alle proprietà idrofile, la presenza di sanguinamento o di residui di saliva non impedisce di ottenere impronte del margine di preparazione precise e dettagliate.


Caratteristiche

- La perfetta scorrevolezza anche in presenza di residui di umidità consente una determinazione affidabile dei margini di preparazione
- Straordinaria idrofilia
- Anche le fessure più strette dei solchi vengono registrate con precisione
- Il tempo di lavorazione intraorale extra-lungo lo rende ideale per restauri di grandi dimensioni
- Il raggiungimento di un'elevata durezza finale subito dopo la fase di presa assicura un fissaggio ottimale
- Risparmio di tempo. Le varianti a presa rapida consentono la rimozione dal cavo orale del paziente dopo soli 3:30 minuti.

Vantaggi

- Rimozione semplice dal cavo orale
- Minore rischio di estrazioni involontarie dei denti
- Basso rischio di rottura durante la realizzazione del modello
- Odore e sapore neutri
- La brevità del tempo di presa intraorale assicura una minore distorsione durante la fase di presa
- Riflesso faringeo notevolmente ridotto





IDENTIUM®

VINYLSILOXANETHER® PER IMPRONTE DI PRECISIONE

IDENTIUM® HEAVY / IDENTIUM® HEAVY FAST

Materiale viscoso per impronte di precisione in Vinylsiloxanether®

Tempo di lavorazione¹⁾: 2:00 min. / 1:15 min., tempo di presa intraorale: 2:30 min. / 2:15 min., fine presa²⁾: 4:30 min. / 3:30 min.

Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14725
Fast Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14727

Shore-A 60



IDENTIUM® MEDIUM / IDENTIUM® MEDIUM FAST

Materiale per impronte di precisione a media viscosità in Vinylsiloxanether®

Tempo di lavorazione¹⁾: 2:00 min. / 1:15 min., tempo di presa intraorale: 2:30 min. / 2:15 min., fine presa²⁾: 4:30 min. / 3:30 min.

Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14717
Fast Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14719

Shore-A 60



IDENTIUM® LIGHT / IDENTIUM® LIGHT FAST

Materiale light body a bassa viscosità in Vinylsiloxanether®

Tempo di lavorazione¹⁾: 2:00 min. / 1:15 min., tempo di presa intraorale: 2:30 min. / 2:15 min., fine presa²⁾: 4:30 min. / 3:30 min.

Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione grigi	REF 13701
Fast Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione grigi	REF 13711

Shore-A 50



ACCESSORI



Universal Adhesive | 10 ml | REF 14206

Miscelatori dinamici
Sympress Dispenser | 45 unità | REF 17900
REF 35910

Applyfix 5 | 2 unità + accessori | REF 17204

Puntali di ricambio | 50 unità | REF 17207



Puntali di miscelazione grigi, Ø 4,2 mm | 50 unità | REF 17226
Puntali di miscelazione grigi, Ø 4,2 mm | 100 unità | REF 17240
Puntali intraorali trasparenti, Ø 0,6 mm | 100 unità | REF 17259

Applyfix 4 | REF 17203



VSXE® ONE

VINYLSILOXANETHER® PER IMPRONTE MONOFASE

Affidabilità nei trasferimenti grazie alla formula avanzata:

È il momento di cominciare con **VSXE® ONE**, il nuovo materiale specificamente ideato per impronte monofase, come le impronte per impianti. A parte l'unicità del nome **VSXE® ONE** si distingue per la sua attenzione esplicita alle impronte di fissaggio, con le proprietà di un prodotto sviluppato con precisione e su misura per questa applicazione.

VSXE® ONE – TRASFERIMENTO SICURO

Shore-A 65

Materiale elastomerico per impronte di precisione a media viscosità con componenti in vinilpolisilossano e polietere (Vinylsiloxanether®). Ideale per impronte per impianti, impronte di fissaggio e impronte funzionali.

Tempo di lavorazione¹⁾: 2:30 min., tempo di presa intraorale: 2:45 min., fine presa²⁾: 5:15 min.

Caratteristiche

- Riproduzione particolarmente precisa e fissaggio saldo dei perni per impianti e delle corone primarie
- Elevata tissotropia
- Stabilità nella conservazione per lunghi periodi
- Riproduzione altamente dettagliata
- Eccellente scorrevolezza per una copertura ottimale dei perni di trasferimento.

Vantaggi

- Rimozione semplice dal cavo orale
- Odore e sapore neutri



Intro pack	1 cartuccia da 380 ml + accessori	REF 14732
Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14733

ACCESSORI



Miscelatori dinamici	45 unità	REF 17900
Sympress Dispenser		REF 35910



Universal Adhesive	10 ml	REF 14206
Applyfix 5	2 unità + accessori	REF 17204
Puntali di ricambio	50 unità	REF 17207



SILGINAT®

SILICONE A PER IMPRONTE ANATOMICHE

Il nuovo standard per la presa d'impronta preliminare.

SILGINAT® è un silicone VPS medium body di stabilità dimensionale, con consistenza simile all'alginato. È stato sviluppato appositamente per la presa di impronte per l'arcata antagonista e la realizzazione di corone e ponti provvisori e splintaggi.

SILGINAT® / SILGINAT® STRAWBERRY – IMPRONTE EFFICIENTI

Silicone A elastomerico a media viscosità

Tempo di lavorazione¹⁾: 1:30 min., tempo di presa intraorale: 1:30 min., fine presa²⁾: 3:00 min.

Shore-A 45

Caratteristiche

- Consistenza simile all'alginato e bassa resistenza allo strappo
- Stabilità nella conservazione per lunghi periodi e idoneità a più colate
- Ottima memoria elastica
- Tissotropico e scorrevole al tempo stesso
- Stabilità dimensionale con elevato recupero elastico
- Scannerizzabile

Vantaggi

- Rimozione semplice dal cavo orale
- Conservazione senza rischio di essiccazione
- Può essere colato più volte
- Procedure igieniche standardizzate
- In linea con la gestione della qualità

Normal pack	6 cartucce da 50 ml	REF 13846
Bulk pack	24 cartucce da 50 ml	REF 13847
Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14713
Strawberry Normal pack	6 cartucce da 50 ml	REF 13826
Strawberry Bulk pack	24 cartucce da 50 ml	REF 13827
Strawberry Refill pack	2 cartucce da 380 ml	REF 14715



ACCESSORI

COMBINAZIONE VINCENTE

VISALYS® Temp, materiale per corone ponti – ved. pag. 8

Portaimpronta parziale anteriore	30 unità	REF 17752
Portaimpronta parziale posteriore	50 unità	REF 17750
Portaimpronta parziale quadrante	30 unità	REF 17753

Puntali di miscelazione bianchi, Ø 6,5 mm	50 unità	REF 17234
Puntali di miscelazione bianchi, Ø 6,5 mm	100 unità	REF 17235
Puntali intraorali bianchi, Ø 1,0 mm	100 unità	REF 17260

Miscelatori dinamici	45 unità	REF 17900
Sympress Dispenser		REF 35910

Universal Adhesive	10 ml	REF 14206
--------------------	-------	-----------

Applyfix 4		REF 17203
------------	--	-----------



FUTAR®

SILICONE A PER LA REGISTRAZIONE OCCLUSALE

Registrazione occlusale semplice...

...con sette opzioni di **FUTAR®** per il massimo livello di precisione senza colatura. Oltre 30 anni di esperienza con **FUTAR®** dimostrano la qualità e le proprietà ottimali del prodotto. Materiale iniettabile a presa rapida per la registrazione occlusale (silicone VPS) con durezza finale elevata, per l'esatta registrazione delle condizioni occlusali.



Caratteristiche

- Risultati precisi, massima praticità, altissima qualità
- I prodotti della gamma garantiscono il materiale giusto per ogni indicazione
- Disponibile come materiale duro (Shore A 90) o extra-duro (Shore D 43), con tempo di lavorazione rapido, extra-rapido o extra-lungo e tempo di presa intraorale breve o extra-breve

Vantaggi

- Elastomerico, conservazione stabile, può essere tagliato o fresato, elevata tissotropia
- Non cola, è facile da manipolare durante l'applicazione, la rimozione e l'allineamento
- Caratteristiche di polimerizzazione rapida per risparmiare tempo in studio
- Nessun fenomeno di "rimbalzo" durante l'allineamento dei modelli, riduce le ri-lavorazioni alla poltrona durante la seduta
- Facile da manipolare



“Grazie alle sue proprietà fisiche, questo elastomero è il materiale ideale per trasferire tale tipo di informazioni al laboratorio: il tempo di polimerizzazione rapido e l'elevata durezza ottenuta consentono estrema precisione del materiale e facilità d'uso per l'odontoiatra”.

Dott. Elio Boschetti, Italia





FUTAR®

SILICONE A PER LA REGISTRAZIONE OCCLUSALE

FUTAR® / FUTAR® FAST

Shore-A 90

Silicone A elastomerico iniettabile per la registrazione occlusale.

Facilissimo da tagliare con il bisturi.

Tempo di lavorazione¹⁾: 0:30 min. / 0:15 min., tempo di presa intraorale: 1:30 min. / 0:45 min., fine presa²⁾: 2:00 min., / 1:00 min.

Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 11912
Bonus pack	10 cartucce da 50 ml, 30 puntali di miscelazione bianchi	REF 28277
Fast Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 11926
Fast Bonus pack	10 cartucce da 50 ml, 30 puntali di miscelazione bianchi	REF 28276



FUTAR® EASY/ FUTAR® EASY FAST

Shore-A 90

Silicone A elastomerico iniettabile, facile da erogare, per la registrazione occlusale.

Resistenza occlusale ridotta.

Tempo di lavorazione¹⁾: 0:30 min. / 0:15 min., tempo di presa intraorale: 1:30 min. / 0:45 min., fine presa²⁾: 2:00 min., / 1:00 min.

Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 11923
Fast Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 11924



FUTAR® D/ FUTAR® D FAST

Shore-D 43

Silicone A elastomerico iniettabile per la registrazione occlusale. Durezza finale altissima, buona capacità di fresatura.

Tempo di lavorazione¹⁾: 0:30 min. / 0:15 min., tempo di presa intraorale: 1:30 min. / 0:45 min., fine presa²⁾: 2:00 min., / 1:00 min.

Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 11932
Bonus pack	10 cartucce da 50 ml, 30 puntali di miscelazione bianchi	REF 28278
Fast Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 11961
Fast Bonus pack	10 cartucce da 50 ml, 30 puntali di miscelazione bianchi	REF 28279



FUTAR® D SLOW

Shore-D 43

Silicone A elastomerico iniettabile per la registrazione occlusale. Durezza finale altissima, tempo di lavorazione extra-lungo. Per applicazioni particolarmente lunghe, es., registrazione occlusale miocentrica.

Tempo di lavorazione¹⁾: 1:30 min., tempo di presa intraorale: 3:00 min., fine presa²⁾: 4:30 min.

Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 11951
-------------	--	-----------



ACCESSORI



Puntali di miscelazione bianchi, Ø 6,5 mm	50 unità	REF 17234
Puntali di miscelazione bianchi, Ø 6,5 mm	100 unità	REF 17235
Puntali intraorali bianchi, Ø 1,0 mm	100 unità	REF 17260



Applyfix 4	REF 17203
------------	-----------



MUCOPREN® SOFT

SILICONE A PER LA RIBASATURA MORBIDA

Promesse mantenute – Per la ribasatura della protesi senza compromessi!

MUCOPREN® SOFT è un materiale durevole per la ribasatura morbida delle protesi rimovibili a base di silicone A per applicazione diretta e indiretta. Questo materiale è inoltre molto utile per diverse altre applicazioni, come per alleviare la zona interessata dopo l'inserimento dell'impianto, per compensare aree di membrana mucosa con vari gradi di resilienza e per coprire creste ossee taglienti.

MUCOPREN® SOFT – COSÌ ADESIVO

Materiale per ribasatura morbida permanente a base di silicone A. Per protesi rimovibili, in condizioni di atrofizzazione della mandibola o anche per i restauri provvisori o con impianti.

Caratteristiche

- La superficie del silicone, particolarmente liscia e idrofoba, protegge contro la contaminazione batterica.*
- Eccezionale aderenza alle protesi acriliche grazie all'adesivo MUCOPREN® brevettato
- Sigillatura a base di silicone
- Per applicazione diretta e indiretta
- Elevata resistenza allo strappo

Vantaggi

- Lunga durata in situ e comfort elevato
- Può essere rifilato con precisione
- Facile da manipolare
- Requisiti ottimali per le condizioni igieniche della protesi



Base set	MUCOPREN® Soft da 50 ml, silicone sigillante da 50 ml, MUCOPREN® Adhesive da 10 ml + accessori	REF 28105
Normal pack	2 MUCOPREN® Soft da 50 ml, 6 puntali di miscelazione bianchi	REF 15687
Normal pack	1 silicone sigillante MUCOPREN® da 50 ml, 8 puntali di miscelazione arancioni	REF 15686



PROCEDURE GUIDATE



Laboratorio



Studio



**VIDEO
SULL'APPLICAZIONE**



Laboratorio



Studio

ACCESSORI



MUCOPREN® Adhesive | 10 ml | REF 14203



Puntale di miscelazione bianco, Ø 6,5 mm

50 unità

REF 17234



Puntale di miscelazione bianco, Ø 6,5 mm

100 unità

REF 17235



Puntale di miscelazione arancione, Ø 3,2 mm
(per silicone sigillante MUCOPREN®)

60 unità

REF 17217



Applyfix 4 | REF 17203



APPROFONDIMENTI SULLE IMPRONTE



PANASIL® IN BREVE



RELAZIONI DEGLI OPERATORI



**STUDIO CLINICO SULLA
REGISTRAZIONE OCCLUSALE**



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg, Germania
Tel.: +49 (0) 2774 7050
info@kettenbach.it
www.kettenbach-dental.it



DIT0610476_1126