

Suture Ethicon

SETA

Filo di sutura in seta naturale di colore nero, intrecciato non assorbibile. Particolarmente maneggevole e facilmente annodabile. Trattamenti superficiali specifici che garantiscono un'elevata biocompatibilità e resistenza all'imbibimento dei liquidi. Il particolare intreccio garantisce un'eccellente uniformità di calibro ed una sensibile resistenza tensile.

| Codice | Tipologia | Listino | (€) |
|--------|---------------------------------------------|---------|---------------|
| 632H | ago dorso tagl., 1/2c 3.0 - mm 22,9 - cm 45 | 222,17 | 107,50 |
| 683H | ago dorso tagl., 3/8c 4.0 - mm 18,7 - cm 45 | 233,26 | 107,50 |
| 737H | ago dorso tagl., 1/2C 2.0 - mm 22,9 - cm 45 | 222,17 | 107,50 |
| 7342H | ago cilindrico, 1/2c 4.0 - mm 21,8 - cm 75 | 223,21 | 107,50 |
| 7343H | ago cilindrico 1/2c 3.0, mm 21,8 - cm 75 | 212,58 | 102,50 |
| 7344H | ago cilindrico 1/2c 2.0, mm 21,8 - cm 75 | 212,58 | 102,50 |
| K832H | ago cilindrico 1/2c 3.0, mm 25,9 - cm 75 | 202,48 | 107,50 |
| K833H | ago cilindrico, 1/2c 2.0 - mm 25,9 - cm 75 | 202,48 | 102,50 |
| K871H | ago cilindrico, 1/2c 4.0 - mm 17,4 - cm 75 | 223,21 | 106,50 |
| K872H | ago cilindrico, 1/2c 3.0 - mm 17,4 - cm 75 | 212,58 | 103,80 |
| K873H | ago cilindrico 1/2c 2.0, mm 17,4 - cm 75 | 212,58 | 103,80 |
| K951H | ago tupercut 1/2c 5.0, mm 17,4 - cm 75 | 267,88 | 179,00 |
| K952H | ago tupercut 1/2c 4.0, mm 17,4 - cm 75 | 267,88 | 123,90 |
| K953H | ago tupercut 1/2c 3.0, mm 17,4 - cm 75 | 252,12 | 123,90 |
| K954H | ago tupercut 1/2c 2.0, mm 17,4 - cm 75 | 255,12 | 123,75 |
| P683H | ago dorso tagl. 3/8c 3.0, mm 19,0 - cm 45 | 222,10 | 107,50 |

Prezzi imbattibili! Conf: 36 pz



VICRYL Plus

Sutura chirurgica riassorbibile con effetto antibatterico, specificamente sviluppata per applicazioni cliniche in ambito odontoiatrico e parodontale. Progettata per la sutura dei tessuti molli la cui protezione dalle infezioni del sito chirurgico è fondamentale, si distingue per la sua capacità di inibire la proliferazione batterica nei primi giorni critici dopo l'intervento.

Materiale del filo: polimero riassorbibile con trattamento antibatterico a base di Triclosan.

Ogni unità è confezionata sterile/monouso

Prezzi imbattibili!

| Codice | Tipologia | Listino | (€) |
|---------|------------------------------------------|---------|---------------|
| VCP303H | ago RB-1 cilindrico - 5.0, mm 17 - cm 70 | 446,47 | 204,70 |
| VCP304H | ago RB-1 cilindrico - 4.0, mm 17 - cm 70 | 446,47 | 179,90 |
| VCP397H | ago FS-2 dorso tagl. 4.0, mm 19 - cm 70 | 491,12 | 224,90 |
| VCP398H | ago FS-2 dorso tagl. 3.0, mm 19 - cm 70 | 467,70 | 215,80 |
| VCP994H | ago tupercut 1/2c 4.0, mm 17,4 - cm 70 | 446,50 | 222,70 |

Conf: 36 pz

Per le caratteristiche, vedi sul retro.



Offerte valide salvo esaurimento scorte o variazione listini

La sutura riassorbibile Vicryl di Johnson & Johnson verrà dismessa a partire dall'inizio del 2026.

Per facilitare questa transizione e ottimizzare la gestione dei flussi di prodotto, a partire dal 1° marzo, tutti gli ordini relativi alle suture Vicryl verranno automaticamente evasi con il codice Vicryl Plus equivalente, ove disponibile.


Le suture **Vicryl Plus** offrono una sutura più performante, dotata di un rivestimento antibatterico che aiuta a ridurre il rischio di infezioni.



| Cod. Vicryl | n° fili | Ago | Calibro | Cod. Vicryl Plus (equivalente) | Ago | Calibro | n° fili | Note |
|-------------|---------|----------------|---------|--------------------------------|----------------|---------|---------|------|
| ETJ316H | 36 | SH | 3-0 | VCP316H | SH | 3-0 | 36 | |
| ETJ460H | 36 | X-1 | 3-0 | VCP460H | X-1 | 3-0 | 36 | |
| ETJV394 | 36 | FS-3 | 4-0 | VCP394H | FS-3 | 4-0 | 36 | |
| ETV272H | 36 | V-5 | 3-0 | VCP276H | V-5 | 3-0 | 36 | |
| ETV303H | 36 | RB-1 | 5-0 | VCP303H | RB-1 | 5-0 | 36 | |
| ETV3040H | 36 | RB-1 Plus [VB] | 4-0 | VCP3040H | RB-1 Plus [VB] | 4-0 | 36 | |
| ETV304H | 36 | RB-1 | 4-0 | VCP304H | RB-1 | 4-0 | 36 | |
| ETV305H | 36 | RB-1 | 3-0 | VCP305H | RB-1 | 3-0 | 36 | |
| ETV3100H | 36 | SH-1 Plus [VB] | 4-0 | VCP3100H | SH-1 Plus [VB] | 4-0 | 36 | |
| ETV310H | 36 | SH-1 | 4-0 | VCP310H | SH-1 | 4-0 | 36 | |
| ETV3110H | 36 | SH-1 Plus [VB] | 3-0 | VCP3110H | SH-1 Plus [VB] | 3-0 | 36 | |
| ETV311H | 36 | SH-1 | 3-0 | VCP311H | SH-1 | 3-0 | 36 | |
| ETV315H | 36 | SH | 4-0 | VCP315H | SH | 4-0 | 36 | |
| ETV392H | 36 | FS-2 | 4-0 | VCP392H | FS-2 | 4-0 | 36 | |
| ETV397H | 36 | FS-2 | 4-0 | VCP397H | FS-2 | 4-0 | 36 | |
| ETV398H | 36 | FS-2 | 3-0 | VCP398H | FS-2 | 3-0 | 36 | |
| ETV433H | 36 | RB-2 | 5-0 | VCP433H | RB-2 | 5-0 | 36 | |
| ETV493H | 36 | P-3 | 5-0 | VCP493H | P-3 | 5-0 | 36 | |
| ETV994H | 36 | V-5 | 4-0 | VCP994H | V-5 | 4-0 | 36 | |
| ETV998H | 36 | V-7 | 3-0 | VCP998H | V-7 | 3-0 | 36 | |

Ethicon Plus Suture antibatteriche

Le uniche suture con Triclosan



| Cod. Vicryl | n° fili | Ago | Calibro | Cod. VCP (equivalente) | Ago | Calibro | n° fili | Note |
|-------------|---------|----------------|---------|------------------------|------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ET18531G | 12 | DA [VB] | 4-0 | VCP18531H | DA | 4-0 | 36 | Conf diversa rispetto a Vicryl - 36 fili anziché 12 fili |
| ETV3922G | 12 | FS-2 | 4-0 | VCP3922H | FS-2 | 4-0 | 36 | Conf diversa rispetto a Vicryl - 36 fili anziché 12 fili |
| ETJ302H | 36 | RB-1 | 6-0 | VCP303H | RB-1 | 5-0 | 36 | Non presente il calibro equivalente 6-0 |
| ETJ384H | 36 | C-3 | 6-0 | VCP493H | P-3 | 5-0 | 36 | Non presente calibro 6-0 e ago C3 ma viene proposto ago P3 - più performante o fare riferimento a codice Vicryl |
| ETJV390 | 36 | C-3 | 4-0 | VCP494H | P-3 | 4-0 | 36 | Non presente ago C3 ma viene proposto ago P3 - più performante |
| ETV3030H | 36 | RB-1 Plus [VB] | 5-0 | VCP303H | RB-1 | 5-0 | 36 | Non presente su ago VB |
| ETV385H | 36 | C-3 | 5-0 | VCP493H | P-3 | 5-0 | 36 | Non presente ago C3 ma viene proposto ago P3 - più performante |
| ETV386H | 36 | C-3 | 4-0 | VCP494H | P-3 | 4-0 | 36 | Non presente ago C3 ma viene proposto ago P3 - più performante |
| ETV396H | 36 | FS-2 | 5-0 | VCP391H | FS-2 | 5-0 | 36 | Lunghezza filo differente VCP: 45cm anziché 70cm |
| ETV489H | 36 | P-1 | 6-0 | VCP493H | P-3 | 5-0 | 36 | Non presente calibro 6-0 e ago P1 ma viene proposto ago P3 - più performante e calibro 5-0 |
| ETW9114 | 12 | SH-2 | 3-0 | VCP311H | SH-1 | 3-0 | 36 | Non presente su ago SH-2 e confezionamento da 36 fili |

